

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnrh2 Para Wb, Elisa - O43555

Número do item: CM0030137

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GNRH2 humano (Progonadoliberina-2), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva e hormônios.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GNRH2 pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | GnRH-II; LH-RHII; GNRH2                                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (humano)     | 2797                                                                                                                      |
| GeneID              | 2797                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-120 do GNRH2 humano (NP_001492.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | O43555                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 13kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |