


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gnrhr Para Wb, Elisa - P30968

Número do item: CM0015561



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GNRHR humano (receptor do hormônio liberador de gonadotrofina). Validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em endocrinologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GNRHR Rabbit pAb
Observações/Alias	HH7; GRHR; LRHR; LHRHR; GNRHR1; GNRHR
Espécie	Humana
ID do Gene	2798 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência dentro dos aminoácidos 1-80 do GNRHR humano (NP_000397.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30968
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo