


Anticorpo Monoclonal Anti-Golga4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13439

Número do item: CM0007456



introdução

Anticorpo monoclonal Anti-GOLGA4 de coelho validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína da rede trans-Golgi envolvida no tráfego vesicular. Ideal para pesquisa do aparelho de Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GOLGA4 Rabbit mAb
Observações/Alias	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2803
GeneID	2803
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da GOLGA4 humana. (NP_002069.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13439
Peso Molecular da Proteína	261kDa
Envio	Bolsa de gelo