


## Anticorpo Policlonal Anti-Golga4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13439

Número do item: CM0015775



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GOLGA4 humano (golgina-245, p230). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo, rato. Ideal para pesquisa de tráfego no Golgi.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GOLGA4 Coelho pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 2803                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 2803                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do GOLGA4 humano (NP_002069.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | Q13439                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 261kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |