

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Golga5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tba6

Número do item: CM0017993

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GOLGA5 humano (Golgin-84), uma proteína de membrana do Golgi envolvida na formação de pilhas e no transporte retrógrado. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Para pesquisa do aparelho de Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GOLGA5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RFG5; GOLIM5; ret-II; GOLGA5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9950
GeneID	9950
Imunógeno	Proteína Recombinante (aa 1-300)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TBA6
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco com gelo