

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Golga7 Para Wb, Elisa - Q7Z5G4

Número do item: CM0023848



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GOLGA7 humano (GCP16) para aplicações em Western blot e ELISA. Detecta GOLGA7 humano e de camundongo, apoiando pesquisas sobre transporte do Golgi e palmitoilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GOLGA7 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	GCP16; GOLGA7A; HSPC041; GOLGA3AP1; GOLGA7
Espécie	Humano
ID do Gene	51125
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-134 do GOLGA7 humano (NP_001167595.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7Z5G4
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de Gelo