

Anticorpo Policlonal Anti-Golgin-45 (Blzf1) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2G9

Número do item: CM0030613

introdução

Anticorpo policlonal que visa a golgin-45 (BLZF1), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano e camundongo. Essencial para a estrutura do Golgi e transporte do retículo endoplasmático para o Golgi, ideal para pesquisas de biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BLZF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	JEM1, JEM-1, JEM-1s, GOLGIN-45, BLZF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8548
GeneID	8548
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-400 do BLZF1 humano (NP_003657.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H2G9
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco com gelo