

Anticorpo Monoclonal Anti-Golph2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nbj4

Número do item: CM0006906



introdução

Anticorpo monoclonal GOLPH2 de coelho validado para WB, IF, IHC-P, ELISA. Reconhece GP73/GOLM1 humano, de rato e camundongo, uma proteína de membrana do Golgi regulada positivamente na hepatite viral. Adequado para pesquisa em doenças hepáticas e biologia epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PolymAb® de Coelho GOLPH2
Observações/Apelido	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51280
ID do Gene	51280
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-350 do GOLPH2 humano (NP_057632.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NBJ4
Peso Molecular da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo