

Anticorpo Policlonais Anti-Golph2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nbj4

Número do item: CM0013483



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GOLPH2 humano (GP73, GOLM1) validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em doenças hepáticas e aparelho de Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GOLPH2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51280
GeneID	51280
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 112-401 da GOLPH2 humana (NP_057632.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NBj4
Peso Molecular da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo