

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Golph2 Para Wb, Elisa - Q8Nbj4

Número do item: CM0002929



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra GOLPH2 humano (GP73), adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Peso da proteína alvo 45 kDa, SWISS Q8NBj4. Ideal para estudar a função do Golgi e pesquisa de biomarcadores de doenças hepáticas virais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GOLPH2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51280
GeneID	51280
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do GOLPH2 humano (Q8NBj4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NBj4
Peso da Proteína	45 kDa
Envio	Saco com gelo