

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Golph2/Gp73 Para Wb - Qolph2/Gp73 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q8Nbj4

Número do item: CM0027488



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GOLPH2/GP73 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre Golgi e estudos de biomarcadores de doenças hepáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GOLPH2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51280
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 112-401 do GOLPH2 humano (NP_057632.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NBJ4
Peso da Proteína	45kDaDa
Envio	Saco de gelo