


Anticorpo Policlonal Anti-Golph3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4A6

Número do item: CM0018637



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GOLPH3 humano, validado em WB, IF/ICC e ELISA; com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo do tráfego de membranas do complexo de Golgi, da migração celular e da sinalização de mTOR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	GOLPH3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GOPP1, GPP34, MIDAS, Vps74, GOLPH3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	64083
GeneID	64083
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-298 de GOLPH3 humano (NP_071413.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9H4A6
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo