

Anticorpo Monoclonal Anti-Golph4 Para Wb, Elisa - 000461

Número do item: CM0003766

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade detecta especificamente GOLPH4 (GPP130) em amostras humanas. Validado para Western blot (WB) e ELISA, é ideal para o estudo do tráfego de endossomos para o Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GOLPH4 mAb de coelho
Observações/Apelidos	P138; GIMPC; GOLPH4; GPP130
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27333
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 de GOLPH4 humano (O00461).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00461
Peso Molecular da Proteína	82kDa
Transporte	Bolsa de gelo