

## Anticorpo Policlonal Anti-Gorab Para Wb, Elisa - Q5T7V8

Número do item: CM0023053

### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho GORAB validado para WB e ELISA. Tem como alvo GORAB humano e de camundongo, uma proteína do Golgi envolvida no tráfego mediado por COPI e glicosilação. Ideal para aplicações de IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho GORAB                                                                                                 |
| Observações/Apelido | GO; NTKLBP1; SCYL1BP1; GORAB                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                              |
| ID do Gene          | 92344                                                                                                               |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GORAB humano (NP_001139511.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                              |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                  |
| SWISS               | Q5T7V8                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 42kDa                                                                                                               |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                       |