


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gosr2 Para Wb, Elisa - O14653

Número do item: CM0026298



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GOSR2 humano (membrina, GS27), validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de transporte no Golgi e estudos do complexo SNARE.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                         |
|---------------------|-------------------------------|
| Nome do Produto     | GOSR2 Rabbit pAb              |
| Observações/Alias   | Bos1; EPM6; GS27; MYOS; GOSR2 |
| Espécie             | Humano                        |
| GeneID (Humano)     | 9570                          |
| Imunógeno           | Proteína recombinante         |
| Origem              | Coelho                        |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais        |
| Aplicação           | WB, ELISA                     |
| Reatividade Cruzada | Humano                        |
| SWISS               | O14653                        |
| Peso da Proteína    | 25kDa                         |
| Envio               | Bolsa de gelo                 |