

Anticorpo Policlonal Anti-Got1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17174

Número do item: CM0027481



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GOT1 humano (aspartato aminotransferase citoplasmática), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. ~46 kDa. Ideal para estudar metabolismo do glutamato, neuroproteção e função hepática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GOT1 Coelho pAb
Observações/Apelido	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2805
ID do Gene	2805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 244-413 do GOT1 humano (NP_002070.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17174
Peso Proteico	46kDa
Envio	Bolsa de Gelo