

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Got1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P17174

Número do item: CM0002542



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alto desempenho contra GOT1 humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com seres humanos, camundongos e ratos; proteína de 46 kDa. Ideal para pesquisa em neurociência e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GOT1 Rabbit mAb
Observações/Alias	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
Espécie	Humano
ID do Gene	2805
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 da GOT1 humana (NP_002070.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17174
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Embalagem com gelo