

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Got2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00505

Número do item: CM0003425



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra GOT2 humana (aspartato aminotransferase, mitocondrial). Validado para aplicações em WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa metabólica e neurológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GOT2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2806
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da GOT2 humana (P00505).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00505
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo