

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Got2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00505

Número do item: CM0025485



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra GOT2 humano (aspartato aminotransferase mitocondrial, quinurenina aminotransferase 4). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de metabolismo, neurologia e transporte de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GOT2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2806
ID do Gene	2806
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-200 do GOT2 humano (NP_002071.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00505
Peso da Proteína	48kDa
Transporte	Bolsa de gelo