

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gp2 Para Wb E Elisa - P55259

Número do item: CM0027546



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GP2 humano (ZAP75), validado para WB e ELISA. Adequado para a detecção de GP2 envolvido na resposta imune mucosa como um receptor de transcitose de células M.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	ZAP75; GP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2813
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 111-387 do GP2 humano (NP_001007243.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P55259
Peso Proteico	59kDa

Envio