

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gp2 Para Wb, Elisa - P55259

Número do item: CM0014001



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o GP2 humano (ZAP75), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a transcitose das células M e a imunidade mucosal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZAP75; GP2
Espécie	Humano
ID do Gene	2813
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 111-387 do GP2 humano (NP_001007243.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P55259
Peso da Proteína	59 kDa
Envio	Bolsa de gelo