

Anticorpo Monoclonal Anti-Gp6/Gpvi Para Fc, Elisa - Q9Hcn6

Número do item: CM0004079



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o GP6/GPVI humano, validado para citometria de fluxo e ELISA. Adequado para estudar a função do receptor de colagénio das plaquetas em pesquisas de trombose e hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GP6/GPVI Rabbit mAb
Observações/Apelido	GPVI; GPVI; BDPLT11; GP6/GPVI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51206
GeneID	51206
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-267 do GP6/GPVI humano (NP_057447.5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HCN6
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo