

Anticorpo Policlonal Anti-Gp9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14770

Número do item: CM0029156



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GP9 (GPIX/CD42a) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta GP9 humano, de camundongo e rato, uma glicoproteína plaquetária essencial para a adesão mediada por vWF em pesquisa de hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GP9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GPIX; CD42a; GP9
Espécie	Humano
ID do Gene	2815
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-147 da GP9 humana (NP_000165.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14770
Peso da Proteína	19kDa
Transporte	Bolsa de gelo