

Anticorpo Policlonal Anti-Gpa33 Para Wb, If-P, Elisa - Q99795

Número do item: CM0014794

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GPA33 produzido contra o domínio extracelular recombinante. Validado para WB, IF-P e ELISA; reage com GPA33 humano, de camundongo e de rato. Adequado para diagnóstico e pesquisa de câncer gastrointestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GPA33 Rabbit pAb
Observações/Apelido	A33; GPA33
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10223
GeneID	10223
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-235 da GPA33 humana (NP_005805.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q99795
Peso da proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo