

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gpa33 - Q99795

Número do item: CM0011626

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a GPA33 humano (antígeno A33 da superfície celular). Validado para WB, IF, IHC, ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de câncer gastrointestinal e colorretal. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPA33 mAb de Coelho
Observações/Alias	A33; GPA33
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10223
ID do Gene	10223
Imunógeno	Pepídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99795
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Saco de gelo