


Anticorpo Policlonais Anti-Gpam Para Wb, Elisa - Q9Hcl2

Número do item: CM0019826



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GPAM humano (glicerol-3-fosfato aciltransferase 1). Adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Peso proteico de 93kDa. Swiss-Prot Q9HCL2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPAM coelho pAb
Observações/Alias	GPAM; GPAT; GPAT1; glicerol-3-fosfato aciltransferase; mitocondrial
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57678
ID do Gene	57678
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCL2
Peso Proteico	93kDa
Transporte	Bolsa de gelo