


Anticorpo Policlonal Anti-Gpc1 Para Wb E Elisa - P35052

Número do item: CM0017773



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GPC1 humano (Glipicano-1), adequado para WB e ELISA; com reatividade cruzada em camundongo e rato. Ideal para o estudo de proteoglicano de heparan sulfato na sinalização celular, biologia de príons e mielinização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPC1 Rabbit pAb
Observações/Alias	glipicano; GPC1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2817
GeneID	2817
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-420 do GPC1 humano (NP_002072.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35052
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo