

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpc4 Para Wb E Elisa - 075487

Número do item: CM0016575

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho visa o GPC4 (K-glicpicano), adequado para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com espécies humanas e de camundongo. Peso da proteína ~62kDa. Útil para investigar a função do glicpicano-4 no desenvolvimento de túbulos e no sistema nervoso central.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	GPC4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KPTS; K-glicpicano; GPC4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2239
GeneID	2239
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 357-556 do GPC4 humano (NP_001439.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075487
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco de gelo