

Anticorpo Policlonal Anti-Gpc6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y625

Número do item: CM0028065

introdução

Este anticorpo policlonal (pAb) de coelho contra GPC6 é validado para WB, IF/ICC e ELISA.

Reconhece GPC6 humano e de rato, um proteoglicano de sulfato de heparan envolvido na sinalização WNT5A, com um peso molecular de 63 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPC6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OMIMD1; GPC6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10082
GeneID	10082
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-530 do GPC6 humano (NP_005699.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9Y625
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de gelo