

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpd1 Para Wb E Elisa - P21695

Número do item: CM0027572



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GPD1 validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudar o metabolismo do glicerol e a função hepática em aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GPD1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GPD-C; HTGTI; GPDH-C; GPD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2819
GeneID	2819
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-349 do GPD1 humano (NP_005267.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21695
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo