

Anticorpo Policlonal Anti-Gpd2 Para Wb, Elisa - P43304

Número do item: CM0026949

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GPD2 humano (glicerol-3-fosfato desidrogenase mitocondrial). Validado para WB & ELISA. Reage cruzadamente com camundongo/rato. Adequado para estudos de doenças metabólicas e mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPD2 pAb Coelho
Observações/Apelido	GDH2; GPDH; mGDH; mGPDH; GPD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2820
GeneID	2820
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-325 do GPD2 humano (NP_000399.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43304
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Saco com gelo