

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpd2 Para Wb, Elisa - P43304

Número do item: CM0023305

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GPD2 humano (glicerol-3-fosfato desidrogenase mitocondrial) para aplicações em WB e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Componente chave da detecção de glicose nas células beta pancreáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-GPD2
Observações/Apelidos	GDH2, GPDH, mGDH, mGPDH, GPD2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2820
ID do Gene	2820
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-325 da GPD2 humana (NP_000399.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43304
Peso da Proteína	81 kDa
Envio	Bolsa de gelo