

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gper1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99527

Número do item: CM0017714



introdução

Anticorpo GPER1 policlonal de coelho validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta GPER1 humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudos de sinalização estrogênica, pesquisa cardiovascular e reprodutiva. Sw-Prot Q99527.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPER1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	mER; CEPR; GPER; DRY12; FEG-1; GPR30; LERGU; LyGPR; CMKRL2; LERGU2; GPCR-Br
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2852
GeneID	2852
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 307-375 do GPER1 humano (NP_001496.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99527
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo