

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gpix/Cd42A/Gp9 Para Wb, Elisa - P14770

Número do item: CM0006427



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a glicoproteína IX de plaquetas humanas (GPIX/CD42a/GP9), adequado para WB e ELISA. Ferramenta essencial para pesquisa de hemostasia e adesão plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPIX/CD42a/GP9 mAb de Coelho
Observações/Apelido	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
Espécie	Humano
GeneID	2815
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-140 do GPIX/CD42a/GP9 humano (NP_000165.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14770
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo