

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gpix/Cd42A/Gp9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14770

Número do item: CM0006582



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo o GPIX/CD42a (GP9) humano, uma subunidade do complexo GPIb-V-IX, e foi validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para estudos de hemostasia e adesão plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho GPIX/CD42a/GP9
Observações/Alias	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
Espécie	Humana
GeneID	2815
Imunógeno	Proteína recombinante de GPIX/CD42a/GP9 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P14770
Peso da proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo