


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpkow Para Wb E Elisa - Q92917

Número do item: CM0015150



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana GPBOW (proteína contendo domínio G-patch e motivos BOW). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo, rato. Envolvido no splicing de pré-mRNA. - Q92917

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GPBOW pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | T54; Mos2; Spp2; GPATC5; GPATCH5; GPBOW                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 27238                                                                                                                      |
| ID do Gene          | 27238                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 127-476 da GPBOW humana (NP_056513.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | Q92917                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 52kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |