

Anticorpo Policlonal Anti-Gpld1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P80108

Número do item: CM0025351

introdução

pAb de Coelho anti-GPLD1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta fosfolipase D específica de GPI de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de âncoras GPI e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho GPLD1
Observações/Apelido	PLD, GPIPLD, PIGPLD, GPIPLDM, PIGPLD1, GPLD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2822
GeneID	2822
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-160 do GPLD1 humano (NP_001494.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P80108
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Saco de gelo