

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpm6A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51674

Número do item: CM0027902

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GPM6A humano (M6A), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Para pesquisa de diferenciação neuronal e plasticidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPM6A pAb de Coelho
Observações/Apelido	M6A; GPM6; GPM6A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2823
GeneID	2823
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GPM6A humano (NP_005268.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51674
Peso Proteico	31kDa
Envio	Bolsa de Gelo