

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpn1 Para Wb, Elisa - Q9Hcn4

Número do item: CM0014243

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao GPN1 humano (XAB1/MBDIN). Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo. Ideal para estudos de montagem da RNA polimerase II e importação nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPN1 Rabbit pAb
Observações/Alias	XAB1; MBDIN; NTPBP; RPAP4; ATPBD1A; GPN1
Espécie	Humano
ID do Gene	11321
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 255-374 do GPN1 humano (NP_009197.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9HCN4
Peso da Proteína	42kDa
Transporte	Bolsa de gelo