

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Gpnmb Para Wb E Elisa - Q14956

Número do item: CM0018545

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra GPNMB humano (NMB, HGFIN), validado para western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Detecta proteína endógena em ~64 kDa, sendo útil para estudos de oncologia e dermatologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPNMB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NMB; HGFIN; PLCA3; GPNMB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10457
ID do Gene	10457
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-486 da GPNMB humana (NP_001005340.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14956
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo