

Anticorpo Monoclonal Anti-Gpr109A/Hm74A/Hcar2 Para Wb, Elisa - Q8Tds4

Número do item: CM0004041



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GPR109A/HCAR2 validado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Atua no receptor de alta afinidade para niacina que regula a secreção de adiponectina e a lipólise, sendo adequado para pesquisas metabólicas e inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPR109A/HM74A/HCAR2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	HCA2; HM74a; HM74b; PUMAG; NIACR1; Puma-g; GPR109A; GPR109A/HM74A/HCAR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	338442
GeneID	338442
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do GPR109A/HM74A/HCAR2 humano (NP_808219.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8TDS4
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo