

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpr141 Para Wb, Elisa - Q7Z602

Número do item: CM0016596

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GPR141 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de RCGs órfãos e estudos de receptores de membrana celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPR141 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PGR13; GPR141
Espécie	Humano
GeneID	353345
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do GPR141 humano (NP_001316922.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z602
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo