

Anticorpo Policlonal Anti-Gpr151 Para Wb, Elisa - Q8Tdv0

Número do item: CM0020851

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GPR151 humano, um GPCR sensor de prótons. Validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de neurociência e GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPR151 Coelho pAb
Observações/Apelido	GPCR; PGR7; GALR4; GALRL; GPCR-2037; GPR151
Espécie	Humano
GeneID (humano)	134391
GeneID	134391
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-419 do GPR151 humano (NP_919227.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TDV0
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo