

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpr153 Para Wb, Elisa - Q6Nv75

Número do item: CM0024420

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GPR153 (PGR1), um receptor órfão acoplado à proteína G. Validado para Western blot e ELISA, apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GPR153 pAb de coelho
Observações/Apelido	PGR1; GPR153
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	387509
GeneID	387509
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da GPR153 humana (NP_997253.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6NV75
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo