


Anticorpo Policlonais Anti-Gpr155 Para Wb, Elisa - Q7Z3F1

Número do item: CM0024507



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GPR155 humano, um sensor de colesterol lisossomal para a sinalização de mTORC1. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas em sinalização metabólica e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPR155 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DEP.7; PGR22; DEPDC3; GPR155
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	151556
GeneID	151556
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 721-870 do GPR155 humano (NP_001028217.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z3F1
Peso Proteico	97kDa
Envio	Bolsa de gelo