


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpr17 Para Wb, Elisa - Q13304

Número do item: CM0030332



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-GPR17 (Q13304) validado para WB, ELISA, detectando humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de receptor de nucleotídeo de uracila/leucotrieno cisteinil e estudos de isquemia cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPR17 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GPR17
Espécie	Humano
ID do Gene	2840
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-94 do GPR17 humano (NP_005282.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13304
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo