

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gpr173 Para Wb E Elisa - Q9Ns66

Número do item: CM0016155

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GPR173 (SREB3), validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Tem como alvo o receptor da fenixina envolvido na sinalização de GNRH e na proliferação de células da granulosa; ideal para pesquisa em neuroendocrinologia e reprodução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPR173 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SREB3; GPR173
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54328
GeneID	54328
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-230 do GPR173 humano (NP_061842.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NS66
Peso Proteico	41kDa
Transporte	Saco de gelo