

Anti-Gpr35 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Hc97

Número do item: CM0024117



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GPR35 humano, um RCPG envolvido na resposta imune, cardioproteção e inflamação. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para estudos de sinalização de RCPG.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPR35 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GPR35
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2859
ID do Gene	2859
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do GPR35 humano (NP_005292.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9HC97
Peso Proteico	34kDa
Envio	