

Anti-Gpr37 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - O15354

Número do item: CM0022038

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o receptor de prosaposina GPR37 (PAELR/EDNRBL), adequado para Western blot e ELISA. Detecta GPR37 humano e de rato, apoiando estudos de mielinização, inflamação e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	GPR37 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAELR; EDNRBL; hET(B)R-LP; GPR37
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2861
GeneID	2861
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-180 do GPR37 humano (NP_005293.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O15354
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco de gelo