

Anticorpo Policlonal Anti-Gpr4 Para Wb, Elisa - P46093

Número do item: CM0021041



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GPR4 humano, validado para WB e ELISA. Adequado para estudar a sinalização de GPCR sensores de prótons na homeostase do pH e controle respiratório.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GPR4 pAb Coelho
Observações/Apelido	GPR6C.I; GPR4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2828
GeneID	2828
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 283-362 do GPR4 humano (NP_005273.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P46093
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo